



Formblatt Prüfergebnisse - Filmverarbeitung (analog)
über die Konstanzprüfung von zahnärztlichen Röntgeneinrichtungen nach DIN 6868 Teil 5

Praxis:

Notizen:

Röntgeneinrichtung

Hersteller/Gerätename: _____
 Tubus: _____
 Strahler-Nr.: _____
 Standort: _____
 Röntgenröhrenspannung: _____ in kV
 Röntgenröhrenstrom: _____ in mA

Filmverarbeitung

Handentwicklung **JA** **NEIN**
 Entwicklungsgerät/Bezeichnung: _____
 Soll-Temperatur des Entwicklers ___ °C
 Ist-Temperatur des Entwicklers ___ °C
 Filmtyp _____
 Wenn Filmwechsel->Wann? _____

Kalenderjahr: _____

Kalender-woche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
Entwickler-temperatur																											
Dichte*																											
Tubus in Ordnung																											

Kalender-woche	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
Entwickler-Temperatur																											
Dichte*																											
Tubus in Ordnung																											

***Kennzeichnung der Dichte**

- = optimale Übereinstimmung von Ur- und Konstanzaufnahme
- + zu dunkle Aufnahme /noch innerhalb der Toleranz
- zu helle Aufnahme /noch innerhalb der Toleranz
- X+ zu dunkle Aufnahme /außerhalb der Toleranz | kontrollieren und Fehler beseitigen
- X- zu helle Aufnahme /außerhalb der Toleranz | kontrollieren und Fehler beseitigen